

Поликлональные Кроличьи Антитела К Flii Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13045

Артикул: CM0013897

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому FLII (гомолор flightless-1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для исследования цитоскелетной динамики, клеточной адгезии и транскрипции. ~145 кДа, SWISS: Q13045.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FLII Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FLI; FLIL; Fli1; FLII
Вид	Человек
ID гена (человек)	2314
ID гена	2314
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 400-660 человеческого FLII (NP_002009.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13045
Молекулярная масса белка	145 кДа
Доставка	Холодильный пакет