

Антитело Для Проточной Цитометрии: Фэ Меченное Моноклональное Антитело Кролика Против Igd Приматов, Не Относящихся К Человеку - Фэ Кроличье Мат Против Igd Нпч Артикул: CM0005839

введение

Конъюгированное с фикоэритрином (ФЭ) кроличье моноклональное антитело, направленное против дельта тяжелой цепи иммуноглобулина яванского макака. Валидировано для проточной цитометрии, перекрестно реагирует с IgD резус-макака. Идеально подходит для детектирования IgD НПЧ в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФЭ кроличье МАТ против IgD НПЧ
Вид реагирования	Яванский макак
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Происхождение	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Яванский макак, резус-макак
Доставка	Сумка-холодильник с льдом