

Изотиоцианат Флуоресцеина/Fitc Кроличий Поликлональное Антитело - Анти-Fitc

Артикул: CM0021199

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-FITC для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Независимая от вида перекрестная реактивность делает его идеальным для универсальной детекции молекул, меченых FITC, при разработке и исследованиях в области диагностики in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Изотиоцианат флуоресцеина/FITC кроличий поликлональное антитело
Иммуноген	FITC
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Независимая от вида
Доставка	Холодовый пакет