

Кроличье Rab Против Fmn1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q68Da7

Артикул: CM0017436

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FMN1 (Формин-1) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для изучения формирования адгезивных контактов и полимеризации актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FMN1 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	LD; FMN; FMN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	342184
ID гена	342184
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-495 человеческого FMN1 (NP_001096654.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q68DA7
Молекулярная масса белка	158 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом