

Fndc5 Кроличья Поликлональная Антитело - Q8Nau1

Артикул: CM0023016



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FNDC5 (иризин). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области метаболизма при физических нагрузках и браунинга жировой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FNDC5 кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	FRCP2; иризин; FNDC5
Вид	Человек
GeneID	252995
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-150 человеческого FNDC5 (NP_715637.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NAU1
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С холодоэлементом