


Моноклональное Антитело Кролика К Фолат-Связывающему Протеину (Фсп) / Folr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15328

Артикул: CM0002249



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Фолат-Связывающий Протеин / FOLR1, валидировано для Вестерн1-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований фолатного рецептора и изучения эпителиальных раков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к Фолат-Связывающему Протеину (ФСП) / FOLR1
Примечания/Альтернативные названия	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Фолат-Связывающий Протеин (ФСП) / FOLR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2348
GeneID	2348
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Фолат-Связывающего Протеина (ФСП) / FOLR1 (NP_000793.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15328
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом