

Кроличье Моноклональное Антитело К Формил-Гистону H2B-K120 (P62807/Q16778) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa

Артикул: CM0000092



введение

Специфичное кроличье моноклональное антитело к формил-гистону H2B-K120 для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ELISA. Распознает H2B человека, мыши, крысы с широкой прогнозируемой кросс-реактивностью. Идеально для изучения модификаций гистонов и эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к формил-гистону H2B-K120
Примечания/Альтернативные названия	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Формил-гистон H2B-K120
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8349
GeneID	3017/8349
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из гистона H2B человека (формил K120)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62807/Q16778
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом