

Моноклональное Антитело Кролика К Foxf1 Для Wb И Elisa — Q12946

Артикул: CM0012022

введение

Надёжное моноклональное антитело кролика к FOXF1 для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает FOXF1 человека и мыши — тканеспецифический активатор транскрипции в лёгких. Идеально подходит для исследований развития лёгких и заболеваний дыхательной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к FOXF1
Примечания/синонимы	FKHL5; ACDMPV; FREAC1; FOXF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2294
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FOXF1 (Q12946)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q12946
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом