

Foxg1 Кроличий Pab - P55316

Артикул: CM0024365



введение

FOXG1 Кроличий pAb — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, детектирующее FOXG1 у человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований развития мозга и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXG1 Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	BF1; BF2; QIN; FKH2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHKL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2290
GeneID	2290
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-489 белка FOXG1 человека (NP_005240.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55316
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом