

Кроличьи Поликлональные Антитела К Foxl2 Для Wb, If-P, Elisa — P58012

Артикул: CM0020758



введение

Изучите кроличьи поликлональные антитела к FOXL2 (PAb), валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Реагируют с FOXL2 человека, мыши и крысы — ядерным транскрипционным фактором, необходимым для развития яичников и подавляющим определение пола по мужскому типу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к FOXL2
Примечания/синонимы	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	668
GeneID	668
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–376 человеческого FOXL2 (NP_075555.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P58012
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом