

Кроличье Поликлональное Антитело К Foxo4 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P98177

Артикул: CM0024954



введение

Кроличье поликлональное антитело к FOXO4, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для изучения инсулиновой сигнализации, регуляции клеточного цикла и динамики транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FOXO4
Примечания/Альтернативные названия	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4303
GeneID	4303
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P98177
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом