

Кроличья Раб К Foxp3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bzs1

Артикул: CM0028946



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FOXP3 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 206-300. Идеально подходит для исследований Treg и иммунорегуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FOXP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JM2; A1ID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Вид	Человек
GeneID	50943
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-300 человеческого FOXP3 (NP_054728.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZS1
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	В ледяном пакете