

## Кроличье Моноклональное Антитело К Fshb Для If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Артикул: CM0010310



### введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к FSHB для методов IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с FSHB человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной биологии, посвященных развитию фолликулов и сперматогенезу, направлено на бета-субъединицу фолликулостимулирующего гормона.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к FSHB                                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | NH24                                                                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 2488                                                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 2488                                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-116 FSH альфа/бета человека (NP_000726.1/NP_000501.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                                  |
| Применение                | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P01225                                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 15 кДа                                                                                                                                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                                           |