

Fsp1/S100A4 Кроличья Поликлональная Антитело - P26447

Артикул: CM0019867



введение

Кроличьи поликлональные антитела к FSP1/S100A4, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИГК-П, ИФА. Обнаруживают человеческий и мышинный S100A4 — кальцийсвязывающий белок, участвующий в исследованиях клеточной подвижности, апоптоза и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FSP1/S100A4 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6275
ID гена	6275
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-101 человеческого FSP1/S100A4 (NP_002952.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26447
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Айс-бокс