

Моноклональное Антитело Кролика К Ftcd Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — O95954

Артикул: CM0007577

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого FTCD, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы; предназначено для изучения метаболизма фолатов и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к FTCD
Примечания/синоним	LCHC1; FTCD
Вид	Человек
GeneID (человек)	10841
GeneID	10841
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320-541 человеческого FTCD (NP_006648.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95954
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Хладагент