


Кроличья Поликлональная Антитело К Ftmt (Митохондриальный Ферритин) Для Вб, Ифа - Q8N4E7

Артикул: CM0016791



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого митохондриального ферритина (FTMT). Валидировано для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Необходимо для исследований метаболизма железа, функции митохондрий и оксидативного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FTMT
Примечания/Синонимы	MTF; FTMT
Вид	Человек
ID гена	94033
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 183-242 человеческого FTMT (NP_803431.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8N4E7
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Хладоэлемент