

Поликлональные Ант Кролика Против Fto - Id Гена 79068

Артикул: CM0022615

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против FTO, полученные с использованием N-концевого фрагмента данио-рерио. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходят для исследований в области эпигенетической регуляции и ожирения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTO Rabbit pAb
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79068
ID гена (Данио-рерио)	553363
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 FTO данио-рерио (XP_009301626.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник