

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fucα2 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Bty2

Артикул: CM0017024

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческой плазменной альфа-L-фукозидазы (FUCA2), валидированные для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальны для исследований метаболизма гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUCA2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	dj20N2.5; FUCA2
Вид	Человек
GeneID	2519
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-467 человеческого FUCA2 (NP_114409.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BTY2
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом