

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fuc Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N0W3

Артикул: CM0024549

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческой L-фуцкиназы (FUK), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими и мышинными белками. Полезны для исследований пути спасения фукозы и изучения нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUK кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Вид	Человек
ID гена (Человек)	197258
ID гена	197258
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 795-1084 человеческого FUK (NP_659496.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N0W3
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	Сумка со льдом