

## Поликлональное Антитело Кролика К Fut3 (Fuct-iii) Для Wb И Elisa — P21217

Артикул: CM0016619

### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FUT3 (фукозилтрансферазы 3), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для исследований антигенов системы групп крови Lewis и гликозилтрансфераз.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | FUT3 pAb кролика                                                                                                        |
| Примечания/синонимы       | LE; Les; FT3B; CD174; Fuct-III; FUT3                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 2525                                                                                                                    |
| GeneID                    | 2525                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого FUT3 (NP_000140.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                               |
| Перекрёстная реактивность | Человек, крыса                                                                                                          |
| SWISS                     | P21217                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 42 кДа                                                                                                                  |
| Условия доставки          | Хладоэлемент                                                                                                            |