


Fxr1 Кролик Pab - P51114

Артикул: CM0019683



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого FXR1 (P51114), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Полезно для изучения регуляции трансляции мРНК, нейрогенеза и развития мышц. Предполагаемая молекулярная масса: 70 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXR1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8087
GeneID	8087
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-539 человеческого FXR1 (NP_001013456.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51114
Масса белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом