

Кроличий Поликлональный Антитело Против Fyn Для Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Артикул: CM0021486



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого Fyn (P06241), протестировано в WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышиный и крысиный Fyn. Fyn — это тирозинкиназа семейства Src без рецепторного домена, участвующая в клеточной сигнализации, иммунном ответе и нейронных функциях. Идеально подходит для исследований в онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fyn кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
Вид	Человек
GeneID (человек)	2534
GeneID	2534
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого Fyn (NP_002028.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06241
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка-холодильник