


Кроличий Моноклональный Антитело K Gaa Для Wb, Elisa - P10253

Артикул: CM0002218



введение

Кроличий моноклональный антитело Anti-GAA, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на человеческую лизосомную альфа-глюкозидазу (P10253), необходимую для деградации гликогена. Идеально подходит для исследований болезни Помпе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAA Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	LYAG; GAA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2548
GeneID	2548
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GAA (P10253).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10253
Молекулярный вес белка	105kDa
Доставка	Сумка со льдом