

Кроличье Моноклональное Антитело К Gaba-Трансминазе (Abat) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P80404

Артикул: CM0004630

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую GABA-трансминазу (ABAT), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 1-100). Идеально для исследований деградации нейромедиаторов и митохондриальных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноАт к GABA-трансминазе (ABAT)
Примечания/Алиасы	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA-трансминаза (ABAT)
Вид	Человек
GeneID (человек)	18
GeneID	18
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P80404
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом