


Кроличье Rab Против Gabbr1 - Q9Ubs5

Артикул: CM0016158



введение

Поликлональное антитело кролика против субъединицы 1 рецептора типа В γ -аминомасляной кислоты человека (GABBR1) для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для нейробиологических исследований ингибирующей синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против GABBR1
Примечания/Альтернативные названия	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
Вид	Человек
GeneID	2550
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-460 белка GABBR1 человека (NP_068703.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBS5
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом