


Кроличий Моноклональный Антитело Против Galectin 3/Lgals3 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Артикул: CM0002544



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого Galectin-3 (LGALS3, MAC2). Валидировано для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований воспаления, рака и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Вид	Человек
GeneID	3958
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Galectin 3/LGALS3 (P17931).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17931
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом