


Кроличье Поликлональное Антитело Galns Для Вестерн-Блоттинга - P34059

Артикул: CM0023219



введение

GALNS Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного человеческого GALNS, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет GALNS в образцах человека, мыши и крысы, подходит для исследований лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело GALNS (GALNS Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	GAS; MPS4A; GaIN6S; GALNAC6S; GALNS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2588
ID гена	2588
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 27-307 человеческого GALNS (NP_000503.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P34059
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом