


Поликлональное Кроличье Антитело К Gamt Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q14353

Артикул: CM0030924



введение

Поликлональное кроличье антитело к GAMT, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с GAMT человека, мыши и крысы. Нацелено на гуанидиноацетат N-метилтрансферазу — ключевой фермент синтеза креатина. Подходит для исследований метаболических нарушений и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к GAMT
Примечания/алиасы	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Вид	Человек
ID гена (человек)	2593
ID гена	2593
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-236 человеческого GAMT (NP_000147.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14353
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С холодоэлементом