

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gas2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O43903

Артикул: CM0015327

введение

Кроличья pAb против GAS2 обнаруживает белок 2, специфичный для остановки роста, в методах WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Рекомбинантный иммуноген дает полосу 35 кДа. Идеально подходит для исследований цитоскелета и слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GAS-2; GAS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2620
GeneID	2620
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GAS2 (NP_005247.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43903
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент