


Кроличье Поликлональное Антитело К Gata1 Для Вестерн-Блоттинга - P15976

Артикул: CM0014921



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GATA1, ключевой эритроидный фактор транскрипции. Валидировано для Вестерн-блоттинга и перекрестно реагирует с мышинным белком. Важный инструмент для исследований эритропоэза и гемоглобинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GATA1
Примечания/Альтернативные названия	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2623
GeneID	2623
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 55-155 человеческого GATA1 (NP_002040.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15976
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом