

Кроличье Rab Против Gbf1 - Q92538

Артикул: CM0030798

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GBF1, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Детектирует человеческий и мышинный GBF1 — специфичный для аппарата Гольджи фактор обмена гуаниновых нуклеотидов, устойчивый к брефельдину А, участвующий в трафике COPI-везикул и сборке аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против GBF1
Примечания/Альтернативные названия	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8729
GeneID	8729
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческого GBF1 (NP_004184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92538
Молекулярная масса белка	206 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом