


Кроличий Моноклональный Антитело К Gbp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P32455

Артикул: CM0003204



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому GBP1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный GBP1. Подходит для исследований врожденного иммунитета, аутофагии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GBP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GBP1; гуанилат-связывающий белок 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2633
GeneID	2633
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 493-592 человеческого GBP1 (P32455).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32455
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент