


Кроличье Поликлональное Антитело К Gbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P32455

Артикул: CM0026679



введение

Кроличье поликлональное антитело к GBP1 от CamelBio предназначено для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Оно нацелено на человеческий гуанилат-связывающий белок 1, ключевую индуцируемую интерфероном GTPазу, участвующую во врожденном иммунитете и защите от патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GBP1
Примечания/Альтернативные названия	GBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2633
GeneID	2633
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 383-592 человеческого GBP1 (NP_002044.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32455
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом