


Gcn2 Rabbit Mab - Q9P2K8

Артикул: CM0007361



введение

Моноклональные антитела кролика против GCN2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на киназу eIF-2-alpha GCN2, сенсор метаболического стресса, регулирующий трансляцию и интегрированный стрессовый ответ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCN2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GCN2; PVOD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	440275
GeneID	440275
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GCN2 (NP_001013725.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2K8
Молекулярный вес белка	187кДа
Доставка	Сумка со льдом