


Поликлональное Кроличье Антитело Gemin7 Для Wb И Elisa — Q9H840

Артикул: CM0015950



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому GEMIN7 (SIP3), подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA. Полезно для исследования сборки snRNP, сплайсинга пре-мРНК и функции комплекса SMN. Реагирует с человеческим антигеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GEMIN7 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SIP3; GEMIN7
Вид	Человек
GeneID (человек)	79760
GeneID	79760
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-131 человеческого GEMIN7 (NP_078983.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H840
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет