

Кроличья Поликлональная Антитело К Ggt1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P19440

Артикул: CM0022879



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого GGT1 (гамма-глутамилтрансфераза 1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Подходит для исследований метаболизма глутатиона и лейкотриенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GGT1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2678
ID гена	2678
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 370-569 человеческого GGT1 (NP_038265.2?)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19440
Молекулярная масса белка	61 кДа/39 кДа/24 кДа
Доставка	Холодостойкий пакет