

Поликлональное Антитело Кролика Против GL7 - Q6Yw00

Артикул: CM0021215

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на белок GL7 Oryza sativa (Q6YW00, ~104 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, со специфичной реактивностью в рисе. Идеально для исследований в области биологии растений и сельскохозяйственных культур.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против GL7
Примечания/Альтернативные названия	GL7
Вид	Oryza sativa (Рис посевной)
ID гена	4343837
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 444-570 белка GL7 Oryza sativa. (Q6YW00).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Oryza sativa (Рис посевной)
SWISS-PROT	Q6YW00
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом