

Кроличыи Поликлональные Антитела К Glb1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Артикул: CM0022211



введение

Кроличыи поликлональные антитела к бета-галактозидазе человека (GLB1), валидированные для методов WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований лизосомных болезней накопления и эластогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLB1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2720
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 329-677 GLB1 человека (NP_000395.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16278
Молекулярная масса белка	76 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом