

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Gli1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P08151

Артикул: CM0007617



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к GLI1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с GLI1 человека, мыши и крысы; иммуноген охватывает аминокислоты 1-233 N-концевого участка. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное мАб к GLI1
Примечания/синонимы	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2735
GeneID	2735
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-233 человеческого GLI1 (NP_005260.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08151
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет