


Кроличье Моноклональное Антитело К Gli3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P10071

Артикул: CM0009355



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Gli3 для Вестерн-блоттинга, ИФ/МЦК, ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для исследований сигнального пути Hedgehog и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gli3 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2737
GeneID	2737
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1301-1580 человеческого Gli3 (P10071)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10071
Молекулярный вес белка	170 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент