


Кроличье Поликлональное Антитело К Glut3/Slc2A3 - P11169

Артикул: CM0024987



введение

Кроличье поликлональное антитело против GLUT3/SLC2A3, облегченного переносчика глюкозы, подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Для исследовательского использования в исследованиях транспорта и метаболизма глюкозы. UniProt P11169.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GLUT3/SLC2A3
Примечания/Альтернативные названия	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Вид	Человек
ID гена	6515
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-281 белка GLUT3/SLC2A3 человека (NP_008862.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11169
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом