


Кроличье Моноклональное Антитело К Гликогенсинтазе 1 (Gys1) Для Wb, Elisa - P13807

Артикул: CM0004965



введение

Кроличье моноклональное антитело к гликогенсинтазе 1 (GYS1) человека, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма мышц и гликогена. Swiss-Prot: P13807.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к гликогенсинтазе 1 (GYS1)
Примечания/Синонимы	GSY; GYS; Гликогенсинтаза 1 (GYS1)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2997
Идентификатор гена	2997
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 638-737 гликогенсинтазы человека (P13807).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13807
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом