

Кроличье Моноклональное Антитело К Gm130 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q08379

Артикул: CM0002244



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GM130 (GOLGA2, гольджин-95) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований аппарата Гольджи и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GM130 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GM130; DEDHMB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2801
GeneID	2801
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GM130 (Q08379).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08379
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом