


Кроличья Поликлональная Антитела К Gmnn Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — 075496

Артикул: CM0028911



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого геменина (GMNN), для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Валидировано для научных исследований в области изучения клеточного цикла и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к GMNN
Примечания/алиасы	Gem; MGOR56; GMNN
Вид белка-мишени	Человек
ID гена (человек)	51053
ID гена	51053
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075496
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С холодоэлементом