

Поликлональное Кроличье Антитело К Gna12 (Pab) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q03113

Артикул: CM0018075



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на GNA12 (альфа-12 субъединица G-белка). Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для исследований сигнальных путей и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNA12 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RMP; gep; NN3; HG1M1; GNA12
Вид	Человек
GeneID (человек)	2768
GeneID	2768
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 285–381 человеческого GNA12 (NP_031379.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q03113
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Хладагент