

Кроличье Поликлональное Антитело К Gna12 (Pab) Для Вб, Игк-П, Ифа — Q03113

Артикул: CM0018071

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против GNA12 (альфа-12 субъединицы G-белка). Подходит для ВБ, ИГК-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для исследований сигнальных путей и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GNA12
Примечания/Альтернативные названия	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Вид	Человек
ID гена (человек)	2768
ID гена	2768
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 285–381 человеческого GNA12 (NP_031379.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03113
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала