

Кроличье Pab Против Gna14 - O95837

Артикул: CM0015851

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий GNA14, подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для изучения сигнальных путей, сопряженных с G-белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против GNA14
Примечания/Альтернативные названия	HG11; GNA14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9630
ID гена	9630
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-350 человеческого GNA14 (NP_004288.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95837
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом