

Кроличий Маb K GnaI2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P04899

Артикул: CM0002877



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к GNAI2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий и крысиный GNAI2 (40 кДа), субъединицу G-белка, ингибирующую аденилатциклазу. Идеально подходит для изучения сигнальных путей GPCR и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAI2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2771
GeneID	2771
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-355 человеческого GNAI2 (P04899).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04899
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	Сумка со льдом