

Кроличья Rab K Gnas Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Артикул: CM0024914

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против GNAS, подходящие для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований сигнальных путей, связанных с GNAS, и нейроэндокринной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNAS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2778
GeneID	2778
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Молекулярный вес белка	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Доставка	В ледяном пакете