


Кроличья Моноклональная Антитело К Gne Для Вб, Ифа - Q9Y223

Артикул: CM0002923



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий GNE (Q9Y223), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает GNE человека и крысы — ключевой фермент биосинтеза сиаловой кислоты с молекулярной массой 79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GNE Кроличья мКлАн
Примечания/алиасы	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Вид	Человек
GeneID (человек)	10020
GeneID	10020
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 623-722 человеческого GNE (Q9Y223).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9Y223
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет